

Avant Garde

能量艺术限量版



使用 21 分钟

提高身体免疫力、抗衰老、
全面改善身体健康、睡眠质量、
缓解紧张状态。

Airnergy Avant Garde “宝健至尊”

具备 4 个 Airnergy 专利
生物光子触媒和彩色光疗（蓝光）。

配置

4 个 Airnergy 专利生物光子触媒
内置彩色光疗（蓝光）
3 个强度等级 (50%, 75%, 100%)
LCD 显示屏
5 种语言菜单 (德语、英语、法语、
意大利语和西班牙语)
微控电子
使用时间可自由设置
自动自测
可调声音信号
个人配置：香薰疗法

技术数据

电源	12 V DC
电源连线	100-240V AC/50-60Hz 输出：2.5 A
耗电量	最多 1,600 mA
气流量	约 4 升/分钟
尺寸 (mm) 包括玻璃瓶	350 x 312 (直径 x 高)
重量	6.9 kg

须知

检修 2,000 个小时后
(约 6,000 次使用)

保质期 2 年

随机备有 1 个电源连接线, 20 个鼻镜, 1 个
Airnergy 专用圆水瓶及喷管, 2 个抗菌过滤器,
1 个鼻镜便携袋和 1 本使用手册

个人配置备件 香薰疗瓶,
香薰疗瓶不锈钢支架

货号 2082055 (白玉)



2013_09_AIRNERGY_AIR05

