

# MEDICALPLUS

使用 21 分钟

获 MDD 93/42 EEC 认证  
并生产的医疗器械 

Airnergy Mecal Plus “医疗型”  
具备 4 个 Airnergy 专利  
生物光子触媒。



## 配置

4 个 Airnergy 专利生物光子触媒  
1 个强度等级 (100%)  
LCD 显示屏  
5 种语言菜单 (德语、英语、法语、  
意大利语和西班牙语)  
微控电子  
使用时间可自由设置  
自动自测  
可调声音信号

## 技术数据

电源	12 V DC
电源连线	100-240V AC/50-60Hz 输出: 2.5 A
耗电量	最多 1,600 mA
气流量	约 4 升/分钟
尺寸 (mm) 包括玻璃瓶	350 x 330 x 350 (长 x 高 x 宽)
重量	4.4 kg

## 须知

检修 2,000 个小时后  
(约 6,000 次使用)

保质期 2 年

## 随机备有

1 个电源连接线, 20 个鼻镜, 1 个 Airnergy 专用  
水瓶及喷管, 2 个抗菌过滤器, 1 个鼻镜便携  
袋和 1 本使用手册

货号 2070055

