

PROFESSIONAL PLUS

使用 21 分钟



提高身体免疫力、抗衰老、
全面改善身体健康、睡眠质量、
缓解紧张状态。

Airnergy Professional Plus “专业型”
具备 4 个 Airnergy 专利
生物光子触媒和彩色光疗（蓝光）。

配置

4 个 Airnergy 专利生物光子触媒
内置彩色光疗（蓝光）
3 个强度等级（50%、75%、100%）
LCD 显示屏
5 种语言菜单（德语、英语、法语、
意大利语和西班牙语）
微控电子
使用时间可自由设置
自动自测
可调声音信号
个人配置：香薰疗法

技术数据

电源	12 V DC
电源连线	100-240V AC/50-60Hz 输出：2.5 A
耗电量	最多 1,600 mA
气流量	约 4 升/分钟
尺寸 (mm) 包括玻璃瓶	350 x 330 x 350 (长x高x宽)
重量	4.4 kg

须知


检修 2,000 个小时后
(约 6,000 次使用)

保质期 2 年

随机备有 1 个电源连接线，20 个鼻镜，1 个
Airnergy 专用水瓶及喷管，2 个抗菌过滤器，1 个鼻
镜便携袋和 1 本使用手册

个人配置备件 香薰疗瓶，
香薰疗瓶不锈钢支架

货号 2040055



2013_09_AIR-DB-PP-EN_AIR04

