

TravelPlus 银色

使用 20 分钟

无论身在何处，
这款精心为您设计的
Airnergy Travel Plus “随我行”
都可以随时随地满足您补充能量的需要。

Airnergy Travel Plus “随我行” 具备
4 个 Airnergy 专利生物光子触媒
和彩色光疗（蓝光）。



配置

4 个 Airnergy 专利生物光子触媒
内置彩色光疗（蓝光）
3 个强度等级（50%，75%，100%）
LCD 显示屏
5 种语言菜单（德语、英语、法语、
意大利语和西班牙语）
微控电子
使用时间可自由设置
自动自测
可调声音信号
LED 电池状态显示
仪器总开关
个性配置：香薰疗法

技术数据

电源	100-240 V
随机电池	内置锂聚合物电池 3s/5800
充电后可用	约 210 分钟
耗电量	11.7 Volt, 最多 5,800 mA
气流量	约 4 升/分钟
机箱尺寸 (mm)	386 x 245 x 240 (长x高x宽)
充电器尺寸 (mm)	80 x 160 x 60 (长x高x宽)
充电器	充电端电压: 12.6 V
机箱重量	约 5.25 kg

须知

检修 2,000 个小时后
(约 6,000 次使用)

保质期 2 年 (不含电池)

随机备有 1 个充电器, 20 个鼻镜, 1 个
Airnergy 专用水瓶及喷管, 2 个抗菌过滤器, 1 个
鼻镜便携袋和 1 本使用手册

个人配置备件 香薰疗瓶

货号 2090055 (银色)

